

Aus unserem Produktsortiment

- Duschvorhang RP nicht schimmelnd & Zubehör
- Fallschuttsäcke
- GEFATEX® – Schutzbezüge
- GHOST Abdeckhauben fürs Babybett
- GHOST Abdeckhauben für med. Geräte
- Kinderwagen X FIRST AID
- Kirchkernkissen
- Kissen und Decken
- nowetex® Sitzkissen & Matratzen
- nowetex® SE Sitzkissen
- schwer entflammbare Kissen & Decken
- Sichtschutzvorhänge
- Stillkissen
- Zubehör für die Dusche




Gebrauchsanweisung

Wichtige Hinweise zur richtigen Handhabung von Reißverschlüssen des GEFATEX® Schutzbezuges Typ 4300

Rogino-Products GmbH

Stand: 06/26

AUSSEN



INNEN

Wichtige Hinweise zur richtigen Handhabung von Reißverschlüssen des GEFATEX® Schutzbezuges Typ 4300

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Der GEFATEX®-Schutzbezug Typ 4300 hat auf der Unterseite auf 2 Seiten einen Reißverschluss. Damit keine darüber laufenden Flüssigkeiten in die Matratze eindringen können, ist hinter dem Reißverschluss eine Dichtlippe genäht.

Beim unachtsamen Handling dieser Reißverschluss-Dichtungs-Kombination kann beim Verschließen die Dichtlippe im Mechanismus des Reißverschlusses eingeklemmt werden. Um dies effizient zu verhindern, sollte beim Schließen unter dem Reißverschluss der Mittelfinger mitgeführt werden. Auf diese Weise wird die Dichtlippe beiseite gespreizt und kann nicht in Konflikt mit dem Verschluss geraten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren Produkten. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr Rogino-Team